

### 【产品名称】

通用名称: 核酸提取或纯化试剂

商用名称: 柱法通用 DNA 提取试剂盒

### 【包装规格】

100 人份(货号 IVD3018)

### 【预期用途】

本产品适用于从各种临床样本(血液、组织、脱落细胞、FFPE 样品、血清、血浆、血斑、口腔拭子、唾液)中提取高纯度的 DNA, 提取产物可用于临床体外检测使用。

### 【检验原理】

本产品基于硅胶柱纯化方式。样品在消化液 ATL 和蛋白酶 K 作用下裂解消化, DNA 释放到裂解液中。加入变性液 AL 和乙醇后, 转移至柱子中过滤, DNA 被吸附上柱子的膜上, 而蛋白质则不被吸附而随溶液滤出去除。柱子经洗涤液 GW1 洗涤蛋白质和其它杂质, 经洗涤液 GW2 洗涤去除盐分, 最后 DNA 被低盐缓冲液(10Mm Tris,pH9.0, 0.5mm EDTA)洗脱。洗脱的 DNA 可直接用于 PCR、Southern blot、病毒检测等实验。

### 【主要组成成份】

货号	IVD3018	主要成分
DNA 吸附柱	100	纯化柱
收集管	200	塑料管
蛋白酶 K	50 mg	重组蛋白酶 K
蛋白酶溶解液	5 ml	甘油/Tris/CaCl <sub>2</sub>
消化液 ATL	60 ml	Tris/EDTA/SDS
变性液 AL	60 ml	NaAc/Tween-20/盐酸胍
洗涤液 GW1	26 ml	盐酸胍
洗涤液 GW2	50 ml	Tris/NaCl
洗脱液 AE	30 ml	10Mm Tris,pH9.0, 0.5mm EDTA

### 【储存条件及有效期】

本产品室温下运输, 收到产品后, 把蛋白酶 K 保存于-20~8°C。其它组份保存于室温, 有效期 18 个月。

### 【准备工作】

- 溶解蛋白酶 K: 加入 2.5ml 蛋白酶溶解液至瓶子中, 溶解后保存于-20~8°C。
- 使用前, 洗涤液 GW1/洗涤液 GW2 按标签所示, 加入适量的无水乙醇进行稀释。

### 第一部分: 样品的裂解和消化

#### A. 组织(<20mg)

1. 把不超过 20mg 组织剪切成小碎片, 转移至 1.5ml 离心管中, 加入 200µl 消化液 ATL 和 20µl 蛋白酶 K。55°C 振荡温浴 30~120 分钟或直至样品完全消化。
  - 可选, 加入 10µl RNase A (另外订购) 混匀, 室温静置 15 分钟。
2. 若消化液浑浊或未消化物质, 13,000 x g 离心 3 分钟, 转移上清液至新的 1.5ml 离心管中。
3. 加入 200µl 变性液 AL, 涡旋混匀 10 秒, 70°C 温浴 10 分钟。
4. 加入 200µl 无水乙醇, 涡旋混匀 10 秒, 按第二部分进行操作。

#### B. FFPE 组织或切片

1. 切取数个(<8 片)切片并转移至 1.5~2.0ml 离心管中, 加入 650µl 脱蜡液 DPS(另外订购, DPS-80), 56°C 水浴 6 分钟, 立即涡旋 15~20 秒让石蜡充分溶解。13,000 x g 离心 3 分钟, 吸弃脱蜡液, 残留少量的液体不影响提取。
2. 加入 200µl 消化液 ATL 和 20µl 蛋白酶 K, 混匀, 56°C 温育 60 分钟, 90°C 温育 60 分钟。
  - 可选, 加入 10µl RNase A (另外订购) 混匀, 室温静置 15 分钟。
3. 加入 200µl 变性液 AL, 混匀, 加入 200µl 无水乙醇, 混匀。按第二部分进行操作。

#### C. 干血片 (FTA Card 或其它干血片)

1. 用打孔器在血片上打 3~5 个 3mm 直径的血片, 转移 2.0ml 离心管中。加入 20µl 蛋白酶 K 和 500µl 消化液 ATL, 55°C 振荡 (900-1200rpm) 温育 60 分钟。
2. 加入 500µl 变性液 AL, 70°C 振荡 (900-1200rpm) 温育 15 分钟。
3. 13,000 x g 离心 1 分钟。转移上清至新的离心管, 加入 0.5 倍无水乙醇, 涡旋 10 秒混匀。按第二部分进行操作。

#### D. 抗凝血液(200µl)

1. 在 1.5ml 离心管中, 加入 20µl 蛋白酶 K 和 200µl 抗凝血液、血清、血浆等样品至装有蛋白酶 K 管子中, 振荡混匀 5 秒。
2. 加入 200µl 变性液 AL, 高速涡旋 10 秒。70°C 振荡 (~900rpm) 温浴 10 分钟。

3. 加入 200 $\mu$ l 无水乙醇至样品中，高速涡旋 10 秒。按第二部分进行操作。

#### E. 唾液/血浆等液体样品(DNA 低含量样品)

1. 在 2ml 离心管中，加入 20 $\mu$ l 蛋白酶 K 和 500 $\mu$ l 唾液等样品，振荡混匀 5 秒。65 $^{\circ}$ C 振荡温浴 30 分钟。

2. 加入 500 $\mu$ l 变性液 AL，涡旋 5 秒，加入 500 $\mu$ l 无水乙醇，涡旋 10 秒。按第二部分进行操作。

#### F. 培养或脱落细胞

1. 2,000~2,500 $\times$ g 离心 10 分钟收集培养或脱落细胞（不超过  $5 \times 10^6$ ），小心吸尽溶液。

2. 加入 200 $\mu$ l Buffer PBS 或洗脱液 AE 和 20 $\mu$ l 蛋白酶 K 至样品中，涡旋 5 秒打散细胞。

● 若需去除 RNA，加入 10 $\mu$ l RNase A（另外订购）至消化液中混匀后，室温静置 15 分钟。

3. 加入 200 $\mu$ l 变性液 AL，涡旋混匀 15 秒。65 $^{\circ}$ C 振荡温浴 15 分钟。

4. 加入 200 $\mu$ l 无水乙醇，涡旋混匀 15 秒。按第二部分进行操作。

#### G. 干拭子

1. 把拭子转移至 2ml 离心管，加入 500 $\mu$ l 消化液 ATL 和 20 $\mu$ l 蛋白酶 K，56 $^{\circ}$ C 振荡温育 1 小时。

2. 加入 500 $\mu$ l 变性液 AL，涡旋 10 秒。70 $^{\circ}$ C 温浴 10 分钟。

3. 加入 500 $\mu$ l 无水乙醇，涡旋 10 秒。按第二部分进行操作。

#### H. 湿拭子(非裂解型)

1. 5,000  $\times$ g 离心 10 分钟离心收集脱落细胞，吸弃多余的保存液，余下~500 $\mu$ l 保存液和拭子。

2. 加入 500 $\mu$ l 变性液 AL 和 20 $\mu$ l 蛋白酶 K，涡旋 10 秒。65 $^{\circ}$ C 温浴 30 分钟。

3. 加入 500 $\mu$ l 无水乙醇，涡旋 15 秒混匀。按第二部分进行操作。

#### 第二部分：过柱纯化

1. 把 DNA 吸附柱装在收集管中。转移 <750 $\mu$ l 混合液(包括沉淀)至柱子中。10,000  $\times$ g 离心 1 分钟。

2. (混合液超过 750 $\mu$ l) 倒弃滤液，把柱子重新装回收集管中。转移剩余的混合液(包括沉淀)至柱子中。10,000  $\times$ g 离心 1 分钟。

3. 弃去废液和收集管。把柱子装在新的收集管中。加入 500 $\mu$ l 洗涤液 GW1(已用乙醇稀释)至柱子上。10,000  $\times$ g 离心 1 分钟。

4. 倒弃滤液，把柱子重新装回收集管中。加入 650 $\mu$ l 洗涤液 GW2(已用乙醇稀释)至柱子中。10,000  $\times$ g 离心 1 分钟。

5. 倒弃流出液，把柱子重新装回收集管中。10,000  $\times$ g 离心 2 分钟。

6. 将柱子装在新的 1.5ml 离心管中。加入 20~100 $\mu$ l 预热至 70 $^{\circ}$ C 洗脱液 AE 至柱子的膜中央。放置 3 分钟，10,000  $\times$ g 离心 1 分钟。

11. 丢弃 DNA 结合柱，把 DNA 保存于 2~8 $^{\circ}$ C，长期保存需保存于-20 $^{\circ}$ C

#### 【产品的局限性】

样品提取效率与操作者是否严格按照说明书操作有关。

#### 【产品性能指标】

1. 外观检查：试剂盒应组份完全，包装外观清洁、无泄漏、无破损；标志、标签字迹清楚。

2. 核酸纯度：按说明书提取 200 $\mu$ l 血液，检测 DNA 产物时，OD<sub>260</sub>/OD<sub>280</sub> 值在 1.7-2.0，A<sub>260</sub>/A<sub>230</sub> 在 1.2-1.8，且 CV 值小于 10%。

3. 核酸产量：根据说明书提取 200 $\mu$ l 血液时，检测 DNA 产物时，核酸产量在 3~10 $\mu$ g，且 CV 值小于 15%。

#### 【备案信息】

- 备案人/生产企业名称：广州美基生物科技有限公司
- 住所：广州市黄埔区联浦街 16 号 502 房
- 生产地址：广州市黄埔区联浦街 16 号 502 房
- 售后服务单位：广州美基生物科技有限公司 电话：020-89857862
- 生产备案凭证编号：粤穗食药监械生产备 20160033 号 粤穗械备 20150062 号